


medartis®

PRECISION IN FIXATION

PRODUKTINGFORMATION

Kanüliertes MTP Fräser-System




APTUS® Foot

Kanüliertes MTP* Fräser-System

Präzises Fräsen – einfache Handhabung

Merkmale und klinische Vorteile


- Fünf Fräserpaare, die für fast jedes MTP-1 Gelenk passen
- Scharfe Schneidkanten für präzises Anformen der Knochen
- Ring an den Cone-Fräsern ermöglicht die gleichmässige Entfernung der metatarsalen Osteophyten
- Perfekte Ergänzung zum APTUS Foot Portfolio



Klinischer Fall



Fräsen mit dem Cone-Fräser



Fräsen mit dem Cup-Fräser



Postoperatives Röntgenbild

Klinischer Fall mit freundlicher Genehmigung von Paul Rice, Australien

*Metatarsophalangealgelenk

Bestellinformation

Kanülierte MTP-Fräser



A-3030.05



A-3030.06

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Schaftende	Stk./Pkg.
A-3030.01	Cup	16 mm	A0 Schnellkupplung	1
A-3030.03	Cup	18 mm	A0 Schnellkupplung	1
A-3030.05	Cup	20 mm	A0 Schnellkupplung	1
A-3030.07	Cup	22 mm	A0 Schnellkupplung	1
A-3030.09	Cup	24 mm	A0 Schnellkupplung	1

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Schaftende	Stk./Pkg.
A-3030.02	Cone	16 mm	A0 Schnellkupplung	1
A-3030.04	Cone	18 mm	A0 Schnellkupplung	1
A-3030.06	Cone	20 mm	A0 Schnellkupplung	1
A-3030.08	Cone	22 mm	A0 Schnellkupplung	1
A-3030.10	Cone	24 mm	A0 Schnellkupplung	1

Reinigungsstift, rostfreier Stahl



1:2

Art. Nr.	Systemgrösse	Ø	Länge	Stk./Pkg.
A-8000.12	5.0	1.6 mm	222 mm	1

K-Drähte, rostfreier Stahl




A-5040.41


A-5042.41

Art. Nr.	Ø	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg.
A-5040.41	1.6 mm	Trokar	150 mm	10
A-5042.41	1.6 mm	Lanzette	150 mm	10


Instrumentenschale und -einsatz für MTP-Fräser



M-6706



A-6622



A-6623

Art. Nr.	Beschreibung	Grösse	Stk./Pkg.
M-6706	Deckel für A-6622	120×240 mm	1
A-6622	Instrumentenschale	120×240×37 mm	1
A-6623	Instrumenteneinsatz	113×230×31 mm	1

FOOT-03000000_v2 / © 2017-07, Medartis AG, Schweiz. Technische Änderungen vorbehalten.

HERSTELLER & HAUPTSITZ

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Schweiz

P +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | www.medartis.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Australien | Deutschland | Frankreich | Mexiko | Neuseeland | Österreich | Polen | UK | USA

Adressen und weitere Informationen bezüglich unserer Tochtergesellschaften und Distributoren siehe www.medartis.com