


medartis®

PRECISION IN FIXATION

PRODUKTINFORMATION

90°
Schraubendreher-
System



MODUS®
Mandible

Auf einen Blick 90° Schraubendreher-System

Intraorales Bohren und Schrauben am Unterkiefer

Indikationen

- Osteosynthesen am Kieferwinkel, aufsteigenden Kieferast und Gelenkfortsatz
- Dysgnathien (sagittale Spaltung, Ramusosteotomie)
- Intraorale Platten- und Schraubenentfernung
- Distractionen





Vorteile

- Reduzierte Kopfhöhe für grössere Bewegungsfreiheit
- Verbesserte Kraftübertragung für erhöhte Stabilität
- Abnehmbare Haltegabel zur intraoralen Platten- und Schraubenpositionierung
- Einfach zerlegbar zur maschinellen Reinigung und Sterilisation
- Übersichtliche Lagerung für schnelle und flexible Anwendung
- Entnehmbares Aufbewahrungsmodul für Klingen und Spiralbohrer

Das System

- Übersichtliche Lagerung der Instrumente in Edelstahl-Container
- Systembestandteile
 - 1 Schraubendreher komplett mit Handantrieb und Schraubenhalterung
 - 1 Schraubendreher zur Verwendung als Bohrer
 - 1 Lagerungsmodul für Klingen und Spiralbohrer mit Farbkodierung für 1.5 und 2.0 Implantat-Systeme



Schraubendreher



Bohrer

Bestellinformation

90° Schraubendreher



M-2440



M-2441

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg
M-2440	Schraubendreher komplett mit Schraubenhalterung M-2442 und Handantrieb M-2443	320 mm	1
M-2441	Schraubendreher	253 mm	1

Handgriffe



M-2443



M-2438

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg
M-2443	Handantrieb	67 mm	1
M-2438	Drehmomentaufsatz	58 mm	1

Schraubenhalterung



M-2442

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg
M-2442	Schraubenhalterung, abnehmbar	128 mm	1

Schraubendreherklingen



M-2612



M-2572



M-2602



M-2578



M-2683



M-2693




Massstab 2:1

Art. Nr.	Interface	Beschreibung	Länge	Schaftende	Stk./Pkg	System
M-2612	HD4	selbsthaltend	11.5 mm	W&H	1	1.5
M-2572	Kreuzschlitz	selbsthaltend	10.5 mm	W&H	1	1.5
M-2602	Kreuzschlitz		11.0 mm	W&H	1	1.5
M-2578	HD6	selbsthaltend	11.5 mm	W&H	1	2.0
M-2683	Kreuzschlitz	selbsthaltend	11.0 mm	W&H	1	2.0
M-2693	Kreuzschlitz		11.0 mm	W&H	1	2.0

Spiralbohrer für Schrauben Ø 1.5 mm



M-3519



Massstab 2:1

Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3509	1.1 mm	5 mm	14 mm	W&H	1
M-3519	1.1 mm	7 mm	16 mm	W&H	1

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.0 mm



M-3549

Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3529	1.5 mm	5 mm	14 mm	W&H	1
M-3539	1.5 mm	7 mm	16 mm	W&H	1
M-3549	1.5 mm	10 mm	19 mm	W&H	1
M-3559	1.5 mm	13 mm	22 mm	W&H	1

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.3 mm



M-3579

Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3569	1.9 mm	7 mm	16 mm	W&H	1
M-3579	1.9 mm	13 mm	22 mm	W&H	1

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.5 mm



M-3599

Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3589	2.0 mm	7 mm	16 mm	W&H	1
M-3599	2.0 mm	13 mm	22 mm	W&H	1


Sterilisation, Organisation, Lagerung



M-6707



M-6717



M-6715



M-6716

Art. Nr.	Beschreibung	Dimension	Stk./Pkg
M-6707	Deckel für Implantat- und Instrumentenschale	240 x 240 mm	1
M-6717	Schale für 90° Schraubendreher M-2440 / M-2441	240 x 240 x 37 mm	1
M-6715	Instrumenteneinsatz für M-2440 / M-2441	230 x 230 x 29 mm	1
M-6716	Modul Klingen und Bohrer für M-2440 / M-2441	86 x 61 x 27 mm	1

Sticker für Klingen- und Bohrermodul (M-6716)



A-6097.06



A-6097.08

1:1

Art. Nr.	Beschreibung	Stk./Pkg
A-6097.06	grün, neutral	1
A-6097.08	blau, neutral	1

MANDIBLE-09100000_v0 / © 06.2014, Medartis AG, Schweiz. Technische Änderungen vorbehalten.

HAUPTSITZ

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Schweiz
P +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | www.medartis.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Australien | Deutschland | Frankreich | Mexiko | Neuseeland | Österreich | Polen | UK | USA

Adressen und weitere Informationen bezüglich unserer Distributoren siehe www.medartis.com