

medartis®

PRECISION IN FIXATION

PRODUKTINFORMATION

Transbukkal Set 2.0/2.3/2.5

MODUS®
Mandible




Transbukkale Bohr- und Schraubhilfe

Das MODUS Transbukkal Set

- Kompatibel mit allen MODUS Sets
- Modulares Design mit zeitsparenden Schnellverschlüssen
- Intra- und extraorale Wangenhalter

Für eine sichere osteosynthetische Versorgung von posterioren Frakturen der Mandibula ist ein zusätzlicher transbukkaler Zugang für das Bohren und Schrauben eine grosse Vereinfachung. Das neue MODUS Transbukkal Set ist mit einzigartigen beweglich gelagerten Bohrerführungen ausgerüstet. Diese erlauben dem Chirurgen selbst bei Entfernen der Bohreinsätze jederzeit mit dem Handstück Druck auf das Implantat auszuüben und so die Position zu sichern. Die praktischen Schnellverschlüsse und die freie Konfigurationsmöglichkeit mit intra- oder extraoralem Wangenhalter erleichtern dem Chirurgen seine Arbeit. Das neue Transbukkal Set ist kompatibel zu allen MODUS Sets zur Versorgung der Mandibula:

- MODUS 2.0
- MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5
- MODUS Trauma 2.5



KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Gewebeschutzhülse Ø 4.5 mm mit intra- oder extraoralem Wangenhalter für

- MODUS 2.0 Schraubendreher mit Selbsthalteklinge
- MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5 Schraubendreher



Gewebeschutzhülse Ø 6 mm mit intra- oder extraoralem Wangenhalter für

- MODUS 2.0 Schraubendreher mit Spannhülse oder
- MODUS 2.5 Schraubendreher mit Selbsthalteklinge



Bestellinformation

Handgriff für Transbukkal Bohr- und Schraubhilfe



Art. Nr.	Stk./Pkg
M-2606	1

Wangenhalter



M-2614



M-2615



M-2616

Art. Nr.	Ø	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg
M-2614		extraoral	166 mm	1
M-2615*	4.5 mm	intraoral	83 mm	1
M-2616*	6.0 mm	intraoral	83 mm	1

* Zur Befestigung wird der Schraubendreher M-2598 benötigt

Schraubendreher



Art. Nr.	Interface	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg
M-2598	HD6	selbsthaltend	175 mm	1

Gewebeschutzhülsen



M-2620



M-2621

Art. Nr.	Ø	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg
M-2620	4.5 mm	für M-2606	48 mm	1
M-2621	6.0 mm	für M-2606	48 mm	1

Trokare



M-2626



M-2627

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg
M-2626	für M-2620	60 mm	1
M-2627	für M-2621	62 mm	1

Bohrerführungen



M-2630



M-2631



M-2632

Art. Nr.	Systemgrösse	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg
M-2630	2.0 – 2.5	zentrisch	54 mm	1
M-2631	2.5	exzentrisch	54 mm	1
M-2632	TriLock 2.0/2.3/2.5		54 mm	1

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.0 mm und Spongiaschrauben Ø 2.3 mm

Ø 1.5 mm



M-3353



M-3363

Ø 1.6 mm



M-3373



M-3383

Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3353	1.5	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3363	1.5	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1
M-3373	1.6	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3383	1.6	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.3 mm

Ø 1.9 mm



237.901



M-3368


Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3358	1.9	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3368	1.9	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.5 mm (und für Gleitloch Ø 2.0 mm)

Ø 2.0 mm



M-3378



M-3388

Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3378	2.0	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3388	2.0	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.8 mm

Ø 2.3 mm



M-3355



M-3365

Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3355	2.3	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3365	2.3	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Spiralbohrer für Gleitloch Ø 2.5 mm

Ø 2.5 mm




M-3375



M-3385


Art. Nr.	Ø Spiralbohrer	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg
M-3375	2.5	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3385	2.5	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Instrumenteneinsatz für Instrumentenschale



Art. Nr.	Beschreibung	Stk./Pkg
M-6380		1

Kodierschild




Art. Nr.	Beschreibung	Grösse	Stk./Pkg
M-6537	MODUS® Transbuccal Set	20 x 60 mm	1

Instrumentenschale



M-6320

Deckel für Instrumentenschale



M-6330

Art. Nr.	Beschreibung	Grösse	Stk./Pkg
M-6320	Stahl	231 x 244 x 54 mm	1
M-6330	Stahl	228 x 243 x 10 mm	1

Systemübersicht

		SYSTEME				
		MODUS 2.0 (mit Selbsthaltung)	MODUS 2.0 (mit Spannhülse)	MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5	MODUS Trauma 2.5	MODUS Komplett-Set
KOMPONENTEN	Handgriff	M-2606	M-2606	M-2606	M-2606	M-2606
	Wangenhalter extraoral	M-2614	M-2614	M-2614	M-2614	M-2614
	Wangenhalter intraoral	M-2615	M-2616	M-2615	M-2616	M-2615 M-2616
	Gewebeschutzhülse	M-2620	M-2621	M-2620	M-2621	M-2620 M-2621
	Trokar	M-2626	M-2627	M-2626	M-2627	M-2626 M-2627
	Bohrerführung	M-2630	M-2630	M-2632	M-2630 M-2631	M-2630 M-2631 M-2632

BOHRER FÜR	Schrauben Ø 2.0 < 10 mm	Dental	M-3353	M-3353	M-3353		M-3353
		Stryker	M-3363	M-3363	M-3363		M-3363
	Schrauben Ø 2.0 > 10 mm	Dental	M-3373	M-3373	M-3373		M-3373
		Stryker	M-3383	M-3383	M-3383		M-3383
	Zugschrauben Ø 2.0	Dental	M-3378	M-3378	M-3378*		M-3378*
		Stryker	M-3388	M-3388	M-3388*		M-3388*
	Schrauben Ø 2.3	Dental			M-3358		M-3358
		Stryker			M-3368		M-3368
	Schrauben Ø 2.5	Dental			M-3378*	M-3378	M-3378*
		Stryker			M-3388*	M-3388	M-3388*
	Zugschrauben Ø 2.5	Dental				M-3375	M-3375
		Stryker				M-3385	M-3385
	Schrauben Ø 2.8	Dental				M-3355	M-3355
		Stryker				M-3365	M-3365

* jeweils nur 1 x im Set vorhanden

MANDIBLE-01000000_v0 / © 12.2010, Medartis AG, Schweiz. Technische Änderungen vorbehalten.

HAUPTSITZ SCHWEIZ

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | CH-4057 Basel

T +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | www.medartis.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Australien | Deutschland | Frankreich | Mexiko | Neuseeland | Österreich | Polen | UK | USA

Ausführliche Informationen zu unseren Tochtergesellschaften und Distributoren finden Sie auf www.medartis.com